

seca 206

Mètre déroulant pour montage mural



- Mécanisme d'enroulement peu encombrant.
- Lecture facile du résultat dans une fenêtre de lecture.
- Excellente longévité grâce au mètre métallique.

seca 206 :

Une excellente qualité
garantit des résultats précis.

Si les toises, stadiomètres et rubans de mesure comptent parmi les instruments les plus simples du quotidien médical, ils n'en doivent pas moins satisfaire aux exigences cliniques les plus élevées.

Pour une utilisation mobile ou stationnaire, quotidienne ou occasionnelle, dans un espace réduit ou généreusement dimensionné, seca offre toujours un produit d'excellente qualité. Une qualité visible sur des instruments que des années d'utilisation ne déferment pas et des curseurs qui coulissent avec autant de précision qu'au premier jour, pour des résultats toujours fiables.

Une solution pratique et
peu encombrante grâce au
mécanisme d'enroulement.

Le mètre déroulant seca 206 pour montage mural. Le montage mural est simple ; une vis suffit. La taille est lue dans la fenêtre placée au-dessus de l'appuie-tête. Le mètre est métallique pour en assurer la longévité.

Fixé au mur, ce ruban de mesure à enroulement automatique est peu encombrant.

**seca 206**

Caractéristiques techniques

- Plage de mesure : 0 – 220 cm
- Graduation : 1 mm
- Dimensions (LxHxP) :
125 x 125 x 173 mm
- Poids : 202 g