

# Étiquettes Sterigest Ultra

---

## Description

Étiquette adhésive de traçabilité avec indicateur vapeur, avec refente sur étiquette et prédécoupe du support. Qualité ULTRA (adhérence validée sur matériaux non-tissé et SMS).

Réf : 82010SG217

Dimensions : 67x48mm.

Conditionnées en rouleaux de 1000 étiquettes

Ces étiquettes adhésives en 2 parties sont repositionnables une fois.

## Stérilisation

Vapeur 134°C/18 mn

## Application

Consommables pour logiciel de traçabilité STERIGEST

Support pour impression des codes à barres par transfert thermique

## Performances

- Double enduction d'adhésif pour un repositionnement efficace jusqu'au dossier patient
- Découpe facile
- Indicateur vapeur sur les deux parties
- Colle ULTRA pour les emballages plastiques, non-tissés et synthétiques.

## Conditions de stockage

Stocker à l'abri de la lumière, à température ambiante, et à l'abri de l'humidité.

## Péremption

3 ans

## Conformité

ISO 11140-1:2005 (encre indicateur vapeur)

## Origine

France

## Marquage CE

NA