

**La mobilité et la qualité ne font plus que « *one* ». Le nouveau Dermatoscope HEINE DELTA*one*.**



**30**  
YEARS  
1st DERMATOSCOPE



# Petit. Mais très performant.

## Le nouveau Dermatoscope HEINE DELTAone.

Le corps médical sera très vite séduit par cette merveille de mobilité. L'image extrêmement nette est obtenue avec le nouveau système optique achromatique HEINE. À cela s'ajoute une fidélité des couleurs phénoménale qui est bien évidemment basée sur la qualité de nos LED<sup>HQ</sup>. L'examen

est rendu particulièrement agréable avec la polarisation qui permet au médecin de travailler sans être gêné par les reflets ni être ébloui. Ce sont ces 3 caractéristiques – netteté, LED<sup>HQ</sup> et travail sans reflets – qui font du DELTAone un outil de travail qu'un médecin apprécie d'avoir toujours à portée de main.

Image extrêmement nette avec nouveau système optique achromatique HEINE

Se glisse dans toutes les poches de blouse



Travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation

**LED<sup>HQ</sup>**

LED NOW IN HEINE QUALITY.

Fidélité des couleurs phénoménale grâce aux LED<sup>HQ</sup>

Documentation numérique avec l'application DERM HEINE ou le HEINE Cube System\*\*

- **Champ de vision avec 21 véritables mm** (lentille 22 mm)
  - **Luminosité selon les besoins** : 3 niveaux d'intensités lumineuses
  - **Grossissement de 10 fois**
  - **Sur simple pression de bouton, passer d'un mode d'éclairage polarisé à un mode d'éclairage non polarisé et inversement** = la fonction « Toggle »
- Plus d'informations sur [heine.com/fr/Toggle](http://heine.com/fr/Toggle)

- **Pas de contamination croisée**: embout de contact autoclavable avec graduation
- **Sans entretien** grâce au design étanche à la poussière
- **Compensation dioptrique**
- **Accumulateur avec technologie li-ion**: pas d'effet mémoire, chargement sans avoir à se soucier de l'état de charge
- **Connexion sans fil** via iPhone\* et WLAN avec le HEINE Cube System\*\*

<b>DELTAone Standard Edition</b> (noir-argenté) avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui	<b>K-210.28.305</b>
<b>DELTAone White Edition</b> (blanc-argenté) avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui	<b>K-211.28.305</b>

• **Accessoires et autres articles sous [heine.com/fr/DELTAone](http://heine.com/fr/DELTAone)**

\*Apple iPhone n'est pas compris dans le cadre de la livraison. Apple, le logo d'Apple, et l'iPhone sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de prestation de service Apple Inc. \*\*Pas disponible dans tous les pays.